

How to use your new Rehband Support - 6903



UK

Function

Offers support to help relieve pain in the area.

Indication

Overuse, inflammation in hand/underarm, light knee instabilities

Material

Polyamide, polyester/bamboo charcoal, spandex

Application

- Put the brace on the knee.
- Adjust the strap below the knee cap.

Important Information

- If you have questions regarding application, please contact your local dealer or the prescriber.
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C / 248°F.
- The function of the product must not be changed or compromised, the product should only be used for its original, intended indication.
- The product is made for possible all day use. For your safety though, see point 5.
- If you are allergic to heat, we advise you to not use the product for more than 3-4 hours at a time.
- Ensure that the support / orthosis is not over-tightened to avoid risk of local pressure and constriction of blood vessels and nerves. Verify the correct positioning and fit of the support / orthosis.
- Do not use the product on more than one patient to avoid skin irritation, formation of eczema or infections.

Washing Instructions

- Close all Velcro.
- Mesh laundry bag is recommended.
- Stretch product while wet and let dry.

Liability

The manufacturer's warranty applies only if the device has been used under the conditions and for the purposes described. The manufacturer recommends that the device be used and maintained according to the instructions for use.

CE Conformity

This device meets the requirements of the 93 / 42 / EEC guidelines for medical devices. This device has been classified as a class I device according to the classification criteria outlined in appendix IX of the guidelines. The declaration of conformity was therefore created by the manufacturer with sole responsibility according to appendix VII of the guidelines.

NO

Funksjon

Gir støtte for å hindre smerter i området.

Indikasjon

Overanstrengelse, betennelse i kne, lett kneinstabilitet

Materiale

Polyamid, polyester/bambuskull, spandex

Påsetting

- Plasser bandasjen på kneet.
- Juster båndet under kneet.

Viktige anvisninger

- Hvis du er usikker på påsetting, kontakta ordinator/innkjøpssted.
- Produktet er ikke flammebeskyttelsesbehandlet. Unngå temperatur som overstiger 120°C/248°F.
- Opprinnelig funksjon må ikke endres, og produktet skal brukes til tiltenkt indikasjon.
- Produktet er ment til å kunne brukes hele dagen. Se imidlertid punkt 5 av hensyn til din egen sikkerhet.
- Hvis du er overfølsom overfor varme, anbefales det at produktet ikke brukes med enn 3-4 timer i strekk.
- Kontroller at ortosen ikke sitter på for stramt, dette for å unngå risk for trykk på blodkar og nerver. Kontroller passformen og at ortosen sitter riktig.
- Ikke bruk produktet på mer enn en pasient for å unngå hudirritasjon, eksem eller infeksjoner.

Vaskeinstruks

- Lukk alle borrelåsspenner.
- Bruk med fordel vaskepose.
- Strekkes i våt tilstand og tørkes.

Ansvar

Produsenten vil kun være ansvarlig dersom produktet har blitt brukt under de forholdene og til de formålene som er beskrevet. Produsenten anbefaler at produktet brukes og vedlikeholdes i samsvar med instruksene.

CE-samsvar

Produktet oppfyller kravene i henhold til direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Produktet er klassifisert i klasse I på bakgrunn av klassifiseringskriteriene som gjelder for medisinsk utstyr i henhold til direktivets vedlegg IX. Samsvarserklæringen er derfor utstedt av produsenten med eneansvar i henhold til direktivets vedlegg VII.

SE

Funktion

Ger stöd för att lindra värk i området.

Indikation

Överansträngning, inflammation i knä, lätt knäinstabilitet

Material

Polyamid, polyester/bamboo charcoal, spandex

Applicering

- Placera bandaget på knäet.
- Justera bandet under knäet.

Viktiga anvisningar

- Om du är osäker över applicering, kontakta ordinator/inköpsställe.
- Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur överstigande 120°C/248°F.
- Ursprunglig funktion får inte ändras och produkten ska användas för avsedd indikation.
- Produkten är avsedd att kunna användas hela dagen. För din säkerhet, se dock punkt 5.
- Om du är överkänslig mot värme rekommenderas att produkten inte används mer än 3-4 timmar i sträck.
- Se till att stödet inte sitter åt för hårt för att undvika tillkämning av blodkärl och nerver. Kontrollera att stödets placering och passform är korrekt.
- Stödet bör enbart användas av en brukare för att undvika hudirritationer, uppkomst av eksem eller infektioner.

Tvättinstruktion

- Stäng alla karborrespännen.
- Använd med fördel tvättpåse.
- Sträckes i vått tillstånd och torka.

Ansvar

Tillverkaren ansvarar endast för produkten om den använts enligt angivna villkor och för det avsedda ändamålet. Tillverkaren rekommenderar att produkten hanteras fackmässigt och sköts enligt anvisningen.

CE-Konformitet

Produkten uppfyller kraven för medicinska produkter i direktiv 93/42/EWG. På grund av klassifiseringskriterierna för medicinska produkter enligt riktlinjens bilaga IX, har produkten placerats i klass I. Konformitetsförklaringen har därför framställts av Otto Bock på eget ansvar enligt riktlinjens bilaga VII.

FI

Tehtävä

Tukee kivun lievittämiseksi alueella.

Käytön aiheet

Polven yllärasitus, tulehdus, lievä polven epästabiilius

Materialit

Polyamidi, polyesteri/bambu hiilikuitu, spandex

Pukeminen

- Aseta side polveen.
- Säädä polven alapuolinen nauha.

Tärkeitä ohjeita

- Jos et ole varma kiinnitystavasta, ota yhteys tuotteen toimittajaan/ostopaikkaan.
- Tuote ei ole palosuojattu. Vältä lämpötiloja, jotka ylittävät 120°C / 248°F.
- Tuotteen alkuperäistä käyttötarkoitusta ei saa muuttaa ja tuotetta on käytettävä vain käytön aiheiden mukaisesti.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi koko päivän. Katso kuitenkin turvallisuutesi vuoksi kohta 5.
- Jos olet lämpöherkkä, tuotetta ei suositella käytettäväksi yhtäjaksoisesti pitempään kuin 3-4 tuntia.
- Varmista että ortoosi ei ole puettu liian tiukasti pistepaineen sekä verisuonten että hermojen puristumisen välttämiseksi. Tarkista ortoosin oikea sijainti ja istuvuus.
- Älä käytä ortoosia useammalla kuin yhdellä potilaalla ihon ärtymisen, ihottuman tai infektoriskin välttämiseksi.

Pesuehje

- Sulje kaikki tarrakiinnitykset.
- Käytä mieluiten pesupussia.
- Oiotaan kosteana ja jätetään kuivumaan.

Vastuu

Valmistajan takuu on voimassa vain mikäli tuotetta on käytetty ohjeen mukaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksessa. Valmistaja vastaa tuotteesta vain sen osittain, jos se on valmistettu vaatimusten mukaisesti.

CE-yhdenmukaisuus

Tuote on lääkinällisistä laitteista annettuihin direktiiviin 93/42/ETY vaatimusten mukainen. Direktiivin liitteen IX mukaisten lääkinällisistä laitteista koskevien luokituskriteerien perusteella tuote on luokiteltu kuuluvaksi I luokkaan. Valmistaja on sen vuoksi laatinut vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yksin vastuullisena direktiivin liitteen VII mukaisesti.

DK

Funktion

Giver støtte for at lindre smerter i området.

Indikation

Overanstrengelse, inflammation i knæ, let knæinstabilitet

Materialer

Polyamid, polyester/bambuskul, spandex

Applicering

- Placer bandagen på knæet.
- Juster båndet under knæet.

Vigtige anvisninger

- Hvis du er usikker omkring påsætningen, skal du kontakte ordinatoren/forhandleren.
- Produktet er ikke flammebeskyttelsesbehandlet. Undgå temperaturer, der overstiger 120°C/248°F.
- Den oprindelige funktion må ikke ændres, og produktet skal anvendes til det beregnede formål.
- Produktet er beregnet til at kunne anvendes hele dagen. Af hensyn til din sikkerhed henvises dog til pkt. 5.
- Hvis du er overfølsom over for varme, anbefales det, at produktet ikke anvendes i mere end 3-4 timer i træk.
- Bandagen må ikke sidde for stramt omkring leddet. Hvis ortosen sidder for stramt, kan det medføre lokale tryksymptomer og afklemning af blodkar/nerver. Kontroller, at ortosen sidder korrekt og at passformen føles behagelig og korrekt.
- Produktet er tænkt til personligt brug og ikke mere end til én patient for at undgå hudirritationer, eksem eller infektioner.

Vaskeanvisning

- Luk alle velcrospænder.
- Der kan med fordel anvendes en vaskepose.
- Strækkes i våd tilstand og lades tørre.

Ansvar

Producentens garanti gælder kun, hvis produktet er blevet anvendt under de angivne forhold og til de påtænkte formål. Producenten anbefaler, at produktet anvendes og vaskes i henhold til anvisningerne.

CE-overensstemmelse

Produktet opfylder kravene i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i klasse I på baggrund af klassifiseringskriterierne som gælder for medicinsk udstyr i henhold til direktivets bilag IX. Derfor har producenten med eneansvar, udarbejdet overensstemmelseserklæringen ifølge direktivets bilag VII.

DE

Funktion

Unterstützt die Schmerzlinderung in diesem Bereich.

Indikation

Überanstrengung, Knieentzündung, leichte Knieinstabilität

Material

Polyamid, Polyester/Bambuskohle, Spandex

Anwendung

- Legen Sie die Bandage am Knie an.
- Verstellen Sie das Band unter dem Knie.

Wichtige Hinweise

- Bei Unsicherheiten in der Anwendung kontaktieren Sie die Person, die Ihnen dieses Produkt verordnet hat bzw. den Händler.
- Das Produkt ist nicht flammenschutzbehandelt. Vermeiden Sie Temperaturen von mehr als 120°C.
- Die eigentliche Funktion darf nicht verändert werden. Das Produkt darf nur für die vorgesehene Indikation eingesetzt werden.
- Das Produkt ist für ein ganztägiges Tragen ausgelegt. Zu Ihrer Sicherheit, siehe Punkt 5.
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber Wärme sollte das Produkt nicht länger als 3 bis 4 h am Stück getragen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Bandage nicht zu fest sitzt, damit keine Blutgefäße oder Nerven abgeklemmt werden. Kontrollieren Sie, ob Bandagenposition und -passform korrekt sind.
- Die Bandage darf nur von einem Benutzer verwendet werden, um Hautirritationen, Ekzeme oder Infektionen zu vermeiden.

Wasch- und Pflegehinweise

- Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
- Verwenden Sie vorzugsweise ein Wäschenetz.
- Strecken Sie das Produkt in feuchtem Zustand und lassen Sie es trocknen.

Haftung

Der Hersteller übernimmt nur dann eine Produkthaftung, wenn das Produkt gemäß den angegebenen Bedingungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wurde. Der Hersteller empfiehlt einen fachgemäßen Umgang entsprechend der Anweisungen.

CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG. Das Produkt entspricht den Klassifizierungskriterien für Medizinprodukte gemäß der Richtlinienanlage IX, Klasse I. Die Konformitätserklärung erfolgt daher gemäß der Richtlinienanlage VII unter alleiniger Verantwortung von Otto Bock.



647G845 / 2013-02

Otto Bock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485.

Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Näder Straße 15 • 37115 Duderstadt/Germany
Phone +49 5527 848-0 • Fax +49 5527 72330
healthcare@ottobock.de • www.ottobock.com

